



OUR EFFORTS, YOUR WELLBEING

MANUAL DE USUARIO

1711CM MESA PLEGABLE



Lea detenidamente estas instrucciones de uso para dar un uso correcto y seguro a la mesa, así para como proporcionarle el mantenimiento adecuado. Si tiene alguna duda, es importante que contacte con el proveedor.

Características

La estructura está fabricado en acero.
Soporta 10 Kg. de peso en la bandeja.

Partes de la mesa

REF. 1711CM

1. Bandeja reclinable.
2. Palometa graduación altura.
3. Patas con ruedas.
4. Palanca plegado mesa.
5. Palanca reclinación bandeja



Tablero	Altura	Ancho pie	Largo pie	Angulo	Peso soportado
60x 40 cm	68 a 96cm	43 cm	56cm	15º - 30º - 45º - 90º	11kg

Uso

Extraiga la mesa de su embalaje.

Despliegue la mesa asegurándose que la palanca de plegado (4) la deja fijada.

Regule mediante la palometa 2 la altura de la bandeja.

Regule mediante palanca 5 el ángulo de la bandeja reclinable.

MODIFICACIONES

Usar piezas no suministradas por Teyder S.L. o realizar modificaciones sobre el artículo no autorizadas puede dañar la estructura del artículo y crear condiciones de inseguridad no cubiertas por la garantía.

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL USUARIO

LIMPIEZA

1. Use un detergente neutro para limpiar las bandejas.
2. Use un paño húmedo para limpiar la estructura.

GARANTIA

La mesa tiene garantía de dos años por defectos de fabricación. La garantía no cubre el desgaste natural así como problemas ocasionados por el uso indebido (sobrecargar las bandejas, rotura de ruedas).

Importado y distribuido por:

TEYDER SL

C/ Tibidabo 44-52, 2ª planta; 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona - España)

Telf. 93.381.90.11 – Fax. 93.381.97.03

www.teyder.com; teyder@teyder.com

Por problemas técnicos contactar con technic@teyder.com

Por problemas técnicos contactar con technic@teyder.com

VERSION NOV-16





OUR EFFORTS, YOUR WELLBEING