



OUR EFFORTS, YOUR WELLBEING

MANUAL DE USUARIO

1712CM MESA DOBLE BANDEJA



Lea detenidamente estas instrucciones de uso para dar un uso correcto y seguro a la mesa, así para como proporcionarle el mantenimiento adecuado. Si tiene alguna duda, es importante que contacte con el proveedor.

Características

La estructura está fabricado en acero.
 Soporta 10 Kg. de peso en la bandeja.

Partes de la mesa

REF. 1712CM

1. Bandeja reclinable.
2. Palometa graduación altura.
3. Patas con ruedas.
4. Bandeja fija y palometa variación ANGULO bandeja reclinable.



Tablero	Altura	Ancho pie	Largo pie	Angulo	Peso soportado
38.5X60CM 38.5X20CM	74 a 110 cm	40 cm	62 cm	15° - 30° - 45° - 90°	10 kg

Uso

Atornille la estructura a las patas.

Regule mediante la palometa 2 la altura de las bandejas.

Regule mediante palometa 4 el ángulo de la bandeja reclinable.

MODIFICACIONES

Usar piezas no suministradas por Teyder S.L. o realizar modificaciones sobre el artículo no autorizadas puede dañar la estructura del artículo y crear condiciones de inseguridad no cubiertas por la garantía.

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL USUARIO

LIMPIEZA

1. Use un detergente neutro para limpiar las bandejas.
2. Use un paño húmedo para limpiar la estructura.

GARANTIA

La mesa tiene garantía de dos años por defectos de fabricación. La garantía no cubre el desgaste natural así como problemas ocasionados por el uso indebido (sobrecargar las bandejas, rotura de ruedas).

Importado y distribuido por:

TEYDER SL

C/ Tibidabo 44-52, 2ª planta; 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona - España)

Telf. 93.381.90.11 – Fax. 93.381.97.03

www.teyder.com; teyder@teyder.com

Por problemas técnicos contactar con technic@teyder.com

VERSION NOV-16



