

BÁSCULA PARA MOVER 180 Y AIR

Ref.: 1840000 Báscula para Mover 180 y Air (no incluye percha)

La báscula está pensada para utilizarse en combinación con las grúas Molift Air y Molift Mover 180. La báscula Molift está homologada Clase III y cumple con todos los estándares técnicos. También puede calcular el IMC (índice de masa corporal) con un simple toque.

- La capacidad máxima de carga 300KG.
- Para la limpieza de la báscula, se recomienda utilizar paños con alcohol o similares. No utilice grandes cantidades de agua, ya que los componentes electrónicos podrían sufrir daños, es conveniente evitar también el uso de líquidos corrosivos y limpiadores de alta presión.
- La temperatura óptima de funcionamiento de la báscula es de entre 0°C y +40°C. Desconecte siempre las básculas de la red de alimentación antes de limpiarlas.
- Se recomienda utilizar la báscula sobre una superficie plana y dura. Las superficies blandas, como alfombras, hacen que la báscula pierda precisión.
- Cumple toda la normativa técnica.
- Este producto ha sido fabricado de conformidad con las normas europeas armonizadas, según lo dispuesto en las directivas siguientes: Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios Directiva 90/384/CEE relativa a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático Directiva 73/23/CEE relativa a baja tensión
- Medidas: 120 x 50 x 160mm

