

# ROLLZ MOTION RHYTHM

Con señal visual, táctil y auditiva para enfermos de Parkinson



N.º ARTÍCULO: 2015RM0001



## Rollz Motion Rhythm

(Incluye la bolsa debajo del asiento, señal láser, metrónomo y vibración de las empuñaduras)

- Peso: 10,6 kg
- Se entrega sin el kit de silla de ruedas

## ACCESORIOS



Todos los accesorios del Rollz Motion también son compatibles con el Rollz Motion Rhythm, a menos que se especifique lo contrario

- Andador para usuarios con Parkinson
- Señal auditiva | metrónomo
- Señal visual | laser
- Señal táctil | vibración
- Convertible en silla de ruedas
- Configuraciones inteligentes
- Incluye App Rollz Rhythm Parkinson
- Plegable y compacto
- Diseño innovador

## FICHA TÉCNICA

- Abierto: 86-102 cm L / 67 cm An / 63 cm Al
- Cerrado: 86-102 cm L / 31 cm An / 63 cm Al
- Ancho del asiento: 45 cm
- Altura del asiento: 55 cm
- Profundidad del asiento: 42 cm
- Peso: 10,6 kg
- Peso máximo del usuario: 125 kg
- Diámetro de las ruedas: 30 cm y 20 cm



# mobio®

ayudas elegantes con diseño ergonómico para la movilidad

Hillarestraat 20  
9160 Lokeren (Bélgica)

info@mobio.be  
www.mobio.be

TEL. 00 32 486 55 31 58  
IVA BE0599 878 088

IBAN BE06 0017 5063 8822  
GEBABEBB