

powered by **SEGWAY®**



Transporte

El respaldo reclinable y el manillar removible se desacoplan con una sola mano, reduciendo Genny™ a un cubo compacto de 67 cm y más fácil de transportar.



GENNY™
MOBILITY

Información técnica de Genny™ 2.0

- Autonomía hasta 15-25 km en función del estilo de conducción y del tipo de terreno
- Distancia útil desde el suelo 9cm
- Pendientes de hasta el 18%
- Tiempo de recarga de la batería 6,5 horas
- Manillar, asiento y respaldo regulables

www.gennymobility.es
info@gennymobility.es



GENNY MOBILITY ESPAÑA S.L.,
VAT - Nr.: ES-B-65755217
Tel.: +34 645 840 178
info@gennymobility.es

GENNY™
MOBILITY
Ride your change





Infokey

El Infokey inalámbrico proporciona acceso a todas las funciones Genny™.

Sistema de Seguridad

Las asas laterales no solo proporcionan un punto de apoyo durante el uso y asistencia durante la transición de Genny™ a otra silla de ruedas, también activan el mecanismo de descenso de las patas de estacionamiento en caso de emergencia.



No hemos dejado nada al azar

El sensor de presencia ubicado bajo el asiento de Genny™ permite el funcionamiento solo cuando el usuario está sentado, evitando así la activación accidental y asegurando la desactivación automática al levantarse.



Blanco



Plata



Negro Mate



Todo bajo control

El pulsador activa/desactiva el mando de estacionamiento y las luces (opcional). En la pantalla se puede comprobar constantemente la carga de la batería.



Estacionamiento

Las patas permiten estacionar la Genny™ de una forma segura y sencilla.

GENNY™

MOBILITY