

INFORMACION SOBRE BATERIAS

Su nueva silla está equipada con baterías de litio para un rendimiento de alta calidad.

Si desea viajar en avión con la silla, por favor consulte la normativa al respecto en nuestra página web www.apexmedicalcorp.com o a través del siguiente enlace:

CODIGO QR



IMPORTANTE:

Si las baterías van con la silla/scooter, no hay limitación para el transporte de las baterías independientemente de su potencia.

Si la batería va suelta, por separado, solo se puede transportar máximo una batería con una potencia de 300Wh o dos baterías de 160Wh.

Por favor contacte con Apex Medical si necesita más información.