

COJINES CON CÉLULAS NEUMÁTICAS Y TELESCÓPICAS KINÉRIS



COJINES COMPUESTOS DE CÉLULAS NEUMÁTICAS REGULABLES E INDIVIDUALMENTE DEFORMABLES

- **Precisión:** ajuste exacto a la morfología del paciente gracias al manómetro*
- **Funcionalidad:** reducción al mínimo de las presiones ejercidas sobre la piel y los tejidos gracias al principio neumático ajustable.
- **Eficacia:** limitación de las fuerzas de cizallamiento mediante la adaptabilidad y movilidad de las células.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos por el aire que circula a través de una red calibrada interconectando las células.



* El médico debe asegurarse que el paciente o su entorno puedan hacer los ajustes del soporte. Es necesario que el médico haga las verificaciones oportunas después de 1 mes de uso.

COJÍN KINÉRIS

- Monocompartimento o bicompartimento para usuarios con trastorno de la estabilidad.
- Múltiples tallas disponibles en anchura y en profundidad de asiento, de 28.5 a 46.5 cm. y dos alturas: de 7 y 10 cm.
- Termoregulación por contacto con el elastano.
- Se suministra con bomba de inflado equipada con un manómetro y una guía de correspondencia de peso/ talla/presión.



Manómetro


KINÉRIS

150																
140																
130																
120				57	57			58	58	58		53	53			
110	49			52	53	53	53	54	54	54	54	49				
90	44	43	43	48	43	48	48	48	46	44	40					
85	46	45	45	45	46	48	51	48	41	41						
80	45	43	42	52	43	48	48	45	45	41						
75	48	42	46	49	45	48	45	45	43	39						
70	45	42	43	48	45	45	45	42	42	36						
65	45	45	45	48	41	41	41	39	39	36						
60	41	44	44	44	38	38	38	36	39	33						
55	57	44	40	40	35	45	45	36	36	30						
50	52	40	37	37	41	41	41	32								
45	46	43	39	39	37	37										
40	43	40	36	35	33	33										
35																
Kg																
m	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95						




- Nueva funda de poliéster/PU + elastano:
 - Transpirable
 - Elástico
 - Resistente a la abrasión
 - Resistente al moho y a la luz
 - Lavable a 90°
 - Antiarrugas
 - Hipoalergénico (Oeko-Tex® Clase 2)
 - Tratamiento retardante al fuego
 - Parte inferior en tejido antideslizante

Fire Retardant Treatment
EN1021-1 & 2




Monocompartimento para usuarios SIN trastorno de la estabilidad. Altura 7 cm.



Bicompartimento para usuarios CON trastorno de la estabilidad. Altura 10 m.



Reparto de presiones en un paciente de 172cm y 75Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	ALTURA DEL COJÍN 7 CM		ALTURA DEL COJÍN 10 CM		PESO PACIENTE Kg	DIMENSIONES AxB (cm)
	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS		
Cojín KINÉRIS Con dos fundas	V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	de 40 a 55	28,5 x 28,5
	V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	de 40 a 45	28,5 x 33
	V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	de 50 a 60	33 x 33
	V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	de 40 a 65	33 x 37,5
	V667-1EL	--	V6610-1EL	--	de 50 a 75	36 x 36
	V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	de 50 a 75	37,5 x 37,5
	V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	de 50 a 85	37,5 x 42
	V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	de 55 a 90	42 x 42
	V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	de 85 a 120*	42 x 46,5
	V677-1EL	--	V6710-1EL	--	de 55 a 90	43 x 36
	V777-1EL	--	V7710-1EL	--	de 80 a 110	43 x 42
	V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	de 85 a 120*	46,5 x 46,5

* Compatibilidad bajo responsabilidad médica para pacientes pesando hasta 150Kg.

Mantenimiento de la funda:

3 años de garantía (el cojín)

Winncare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel. : +34 9 61 56 55 21 – Fax. : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.